



# Atrauman® Ag

## Salvkompress med silver

Salvkompressens uppgift är att förhindra vidhäftning av förband i sår och underlätta byte för patienter och personal. Atrauman Ag ger salvkompressen ytterligare en dimension. Genom att tillsätta silver ger salvkompressen en anti-bakteriell funktion. Salvkompressen skyddar nu inte enbart på mekanisk väg utan ger även ett skydd mot sårinfektioner och verkar som ett lokalt stöd vid redan uppkomna infektioner.

Icke vidhäftande



Lätt att kombinera

Låg silverhalt



### Indikation

Som kompletterande åtgärd i samband med behandling av sår som uppvisar hög bakteriebelastning eller för infekterade sår. Även som kompletterande infektionsprofylax i samband med sårbehandling.

#### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Atrauman Ag är ett icke vidhäftande förband med antibakteriella egenskaper för atraumatisk sårbehandling.

### Egenskaper

Det tunna och mjuka materialet är lätt att applicera och ger en bra kontakt med sårområdet. Salvmassan vårdar sårkanterna och håller dem mjuka.

Silvret i förbandet består av metalliskt silver som joniserar när det kommer i kontakt med sårexsudatet. Atrauman Ag är verksam mot gramnegativa så väl som grampositiva bakterier inklusive MRSA-stammar.

Atrauman Ag avger små mängder silver över längre tid (7 dagar) för att inte riskera att döda även friska celler som finns i sårområdet och på så sätt försena läkningsprocessen.

Den mängd silver som avsöndras dödar de skadliga bakterier som finns i såret.

### Material

Väv av polyamidfibrer som är omhöljd med elementärt silver och impregnerad med en salvmassa baserad på triglycerider. Salvmassan innehåller: Caprylic/Capric/Stearic Triglycerid, Bisdiglyceryl-polyacyladipate-2 och Macrogol 2000. (Motsv. INCI)

Innehållet av silver motsvarar 30-50 mg/100 cm<sup>2</sup>.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Tips

Eftersom Atrauman Ag inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret.

Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen exempelvis fixeras med en gasbinda.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Atrauman. Ag</b>	5 x 5 cm	499 571	10 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	499 573	10 st	12 Afp
	10 x 20 cm	499 575	10 st	6 Afp



Atrauman Ag fixeras över ett bensår.

### Särskilda försiktighetsåtgärder

Före varje behandling av starkt bakteriebelastade eller infekterade sår är en läkarbedömning nödvändig.

Förband med silver kan aldrig ersätta sårrengöring. Rengöring måste utföras om såret innehåller nekroser, fibrin eller varbildningar, annars hämmar dessa förbandets funktion.

Behandling med silverförband kan aldrig ersätta behandling med antibiotika. Atrauman Ag bör inte användas i kombination med salvor som innehåller paraffin eftersom de reducerar förbandets verkan.

### Fördelar:

Dödar skadliga bakterier

Påverkar inte friska celler

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret

Lämnar inga märken på huden