



Cosmopor® I.V.

Självhäftande kanylfixering

Cosmopor I.V. används vid fixering av kanyler och tuber både för korttids- och långtidsbruk. Produkten kan vid behov sitta stadigt på plats i upp till 30 dagar. Lätt absorberande.

Självhäftande kanylfixering
av mjuk non-woven i hög
kvalitet



Mycket god fixeringsförmåga

Mjuk sår- och av-lastningsdyna
för bästa komfort



Indikation

För fixering av intravenösa kanyler och tuber på huden.

Kontraindikationer:

Ingen kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Cosmopor I.V. är ett självhäftande, absorberande förband för fixering av kanyler och tuber.

Egenskaper

Cosmopor I.V. är tack vare sin mjuka yta mycket bekväm att bära. Produkten är genomsläpplig för luft och fukt vilket gör det möjligt för huden att fungera normalt.

Den syntetiskt baserade häftmassan håller förbandet säkert på plats. Förbandet är också anpassat för långa fixeringar och kan sitta på plats i upp till 30 dagar beroende på det aktuella fallet. Rundade hörn på produkten förhindrar att den rullar sig i kanterna och lossnar.

Materiale

Polyester. Sårdyna av viskos med ett icke vidhäftande nät av polyetylen. I varje förpackning finns också en lös dyna som läggs under kanyl eller tub för att undvika tryck.

Hypoallergen häftmassa baserad på syntetisk gummi (pressur sensitive adhesive, PSA). Latexfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner.

Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.



Cosmopor I.V. fixerad på underarm.



Cosmopor I.V. fixerad på ovsidan av huden.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Cosmopor I.V.	8 x 6 cm	900 805	50 st	8 Afp
Steril, enstycksförpackad				

Fördelar:

Säker fixering över lång tid

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Absorberande

Latexfri

Bekväm att bära