



Coverflex®

Elastisk tubgas för hudbesvär

Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage, perfekt att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage vid atopiska hudbesvär där kliandet ofta ger patienten stort obehag. I den akuta fasen kan man t.ex. använda Coverflex som ett fuktigt svalkande bandage i kombination med en intensiv fuktbehandling med salvor för att dämpa smärta och klåda. Coverflex kan även användas under den kroniska fasen som ett ocklusionsbandage för salvor och krämer på känslig och eksematös hud, samt för att hålla andra förband säkert på plats.

Invävda olikfärgade trådar
indikerar storleken på
bandaget



Salvor och krämer tränger
inte igenom materialet.
På så vis skyddas de kläder
som bärs utanpå bandaget

Silkesliknande struktur gör
bandaget bekvämt att bära



Indikation

För fuktig behandling i den akuta fasen av atopiska eksem, speciellt för fuktighetsbehandling och salvtterapi, som torrt förband under den kroniska fasen och för ocklusion med salvor och krämer på den känsliga eksematösa huden.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage, perfekt att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage.

Egenskaper

Coverflex är ett permanentelastiskt, mycket hudvänligt tubbandage tillverkat av en fast silkesliknande väv med invävda elasthantrådar för att skapa bästa möjliga passform. Enkel att applicera utan hjälpmedel.

Salvor och krämer tränger inte igenom materialet och på så vis skyddas de kläder som bärs över bandaget.

Coverflex har invävda olikfärgade trådar som indikerar storleken på bandaget för att underlätta rätt val av produkt.

Coverflex är förpackad på 10-meters rullar.

Förpackningen är designad så att man lätt ska kunna klippa bandaget i önskad längd utan att öppna och ta ut hela rullen.

Material

91% viskos, 4% elastan, 5% polyamid.

Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 200%

Tvättråd

Coverflex kan tvättas i 60°C.



Coverflex skyddar både kläderna och huden.

Sortiment	Storlek	Färg	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Coverflex.	10 m x 3,5 cm	Röd	Barn arm/fot 8-15 cm	932 570	1 st	36 Afp
Styckförpackade i ask	10 m x 5 cm	Grön	Arm/barnhuvud 10-25 cm	932 571	1 st	24 Afp
	10 m x 7,5 cm	Blå	Arm/vad/barnhuvud 20-45 cm	932 572	1 st	18 Afp
	10 m x 10,75 cm	Gul	Huvud/ben/barnhuvud/bål 35-65 cm	932 573	1 st	18 Afp
	10 m x 17,5 cm	Beige	Bål 50-120 cm	932 574	1 st	12 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Tvättbar

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri

Skyddar kläder