



DermaPlast® sensitive injection

Injektionsplåster

HARTMANN presenterar två olika typer av injektionsplåster ett klassiskt rektangulärt och ett runt. Det rektangulära har en speciell öppningsfunktion där plåstret sträcks lätt och öppnas automatiskt. Det runda plåstret har en häftkant runt hela sårdynan för att förhindra kontaminering utifrån.

Den runda versionen har häftkant runt hela sårdynan

Ligger löst förpackade i ask



Enkla att öppna



Indikation

Som skydd för insticksstället efter injektioner och för mindre sårskador.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

DermaPlast sensitive injection finns i två olika versioner.

Egenskaper

DermaPlast sensitive injection är ett injektionsplåster som är dermatologiskt testad och passar för känslig hud. Den runda versionen har häftkant runt hela sårdynan för att förhindra yttre kontaminering och skydda kläder som eventuellt bärs över insticksstället. Injektionsplästren ligger löst förpackade i asken och är lätta att komma åt.

Material

Ovansida av beige non-woven polyester. Syntetiskt baserad häftmassa, fri från kolofonium och latex. Sårdyna av non-woven viskos/polypropylen.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av plåstret.



DermaPlast sensitive injection appliceras efter provtagning.



DermaPlast sensitive injection rund har en häftkant runt hela sårdynan.

Fördelar:

Säkert sårskydd

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Fri från kolofonium och latex

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
DermaPlast[®] sensitive injection	40 x 16 mm	535 381	250 st	60 Afp
Osteril, lösa i ask	rund Ø 22 mm	535 382	200 st	36 Afp