

# DermaPlast® textil elastic

## Textilplåster på rulle

Skyddar mindre sårskador från yttre kontaminering. Fungerar över rörliga leder och koniska kroppsdelar tack vare sin elasticitet.

Kan klippas i önskad längd



Enkel att hantera

Elastiskt sårskydd



### Indikation

Som sårskydd för mindre sårskador.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

DermaPlast textil elastic är ett dermatologiskt testat sårplåster av tvärelastisk textilväv.

### Egenskaper

Den syntetiska häftmassan är applicerad i strängar för att huden ska kunna andas, genomsläpplig för både luft och fukt. Plåstret har god vidhäftningsförmåga men kan ändå avlägsnas smärtfritt utan att efterlämna klisterrester.

DermaPlast textil elastic är elastiskt och formar sig efter olika kroppsdelar, både över rörliga leder och koniska former. Plåstrets sårdyna har god uppsugningsförmåga och fastnar inte i såret.

### Material

Ovansida av beige bomull/polyamid väv. Syntetiskt baserad häftmassa applicerad i strängar, fri från kolofonium och latex. Sårdyna av non-woven viskos/polypropylen.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av plåstret.



DermaPlast textil elastic.

### Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Fri från kolofonium och latex

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>DermaPlast. textil elastic</b>	5 m x 4 cm	535 251	1 st	32 Afp
Osteril, på rulle, i ask	5 m x 6 cm	535 261	1 st	32 Afp
	5 m x 8 cm	535 271	1 st	24 Afp