



# DermaPlast® universal

## Vatten- och smutsavvisande plåster

DermaPlast universal är ett vatten- och smutsavvisande plåster som passar för normal hud. Skyddar mindre sårskador från yttre kontaminering.

Lämplig för normal hud

Vatten- och smutsavvisande

Dermatologiskt testad



### Indikation

För skydd av mindre sårskador hos patienter med normal hud. Skyddar effektivt mot vatten och smuts.

#### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

DermaPlast universal är ett dermatologiskt testat plåster av mjuk polyethylene film med syntetisk häftmassa och absorberande sårdyna. Plåstret passar utmärkt för behandling av mindre sår hos patienter med normal hud.

### Egenskaper

Den syntetiska häftmassan är applicerad i strängar för att huden ska kunna andas, genomsläpplig för både luft och fukt. Plåstret har god vidhäftningsförmåga men kan ändå avlägsnas smärtfritt utan att efterlämna klisterrester. Plåstrets sårdyna har god uppsugningsförmåga och fastnar inte i såret.

### Material

Ovansida av perforerad polyethylene film. Syntetiskt baserad häftmassa applicerad i strängar, fri från kolofonium och latex. Sårdyna av non-woven viskos/polypropylen.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av plåstret.



Sortiment	Art.nr	Färg	Storlek	Antal	Afp	Tfp
<b>DermaPlast. universal</b>	535 121	Hudfärgad	19 x 72 mm	12 st	20 st	200 Afp
2 stl, 20st			25 x 72 mm	8 st		
<b>DermaPlast. universal</b>	535 131	Hudfärgad	9 x 38 mm	6 st	40 st	160 Afp
5 stl, 40st			16 x 57 mm	8 st		
			19 x 72 mm	12 st		
			25 x 72 mm	10 st		
			Ø 22 mm	4 st		

### Fördelar:

Vatten- och smutsavvisande

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Säkert sårskydd

Fri från kolofonium och latex

Finns i många olika storlekar