



# Eycopad® Ögonkompress

Eycopad är en mjuk bomullskompress med ett hölje av gasväv. Den ger ett mjukt skydd för skador i ögon och närliggande område.

God absorptionsförmåga



Enkel hantering

Mjuk, polstrande



## Indikation

Används som ögonförband. Kan även användas som öronförband.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Eycopad ögonkompress är tillverkad av bomull, med ett hölje av gasväv.

### Egenskaper

Eycopad är en fluffig bomullskompress med ett skikt av gasväv runt om kompressen. Detta gör att kompressen är mycket mjuk och har en hög absorptionskapacitet. Tack var gasväven luddar inte kompressen. Eycopad används främst till skydd för vätskande sår i ögon och närliggande område.

### Material

Kompressen är tillverkad i 100% bomull.

Den består av ett 24-trådigt hölje av gasväv fyllt med bomull.

Den osterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Den sterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Kan steriliseras vid behov med ånga, etylenoxid eller gammastrålning.



Applicering av Eycopad.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Eycopad.</b>	56 x 70 mm	415 540	25 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	70 x 85 mm	417 540	25 st	12 Afp
Osteril, i ask	56 x 70 mm	415 650	50 st	15 Afp
	70 x 85 mm	417 650	50 st	15 Afp

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret

Finns både som steril och osteril