



Foliodress® Comfort

Urologirock





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodress® Comfort Urologirock

Foliodress Comfort Urologirock är speciellt tillverkad för användning vid operationer med stor mängd vätska, t ex urologiska ingrepp. Från bröstet och nedåt är materialet PE-film som förhindrar genomvättning. Urologirocken är extra vid, vilket gör den utmärkt att använda i sittande ställning. Den är sydd med raglanärm, är öppen i ryggen och knyts ihop med hjälp av knytband i nacken och övre delen av ryggen. Foliodress Comfort Urologirock uppfyller EU standard 13795.

Lämpligt användningsområde

Foliodress Comfort Urologirock är lämplig vid operationer med mycket stor mängd vätska.

Material:

Överdel	PP non-woven (SMMS)
Ärmar	PE-film, PP-non-woven
Nederdel	PE-film
Muddar och tråd	Polyester



HARTMANN-ScandiCare AB 8802448 (2011-12)

Fördelar:

Hög komfort

Impermeabel för vätskor från bröst och nedåt samt ärmar

Väl tilltagen vidd för sittande ställning

Sortiment	Storlek	Längd	Material vikt	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort Urologirock	L	130 cm	35 g/m ²	992 180	28 st	1 AFP
	XL	150 cm	35 g/m ²	992 181	28 st	1 AFP