



# Foliodress® Comfort Rockar





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodress® Comfort rockar

Foliodress Comfort rockar är gjorda av ett material med unik barriäregenskap samtidigt som det andas och ger en behaglig temperatur för användaren. Rocken har lågt fibersläpp och optimerar säkerheten för patient och användare. Raglanärmen ger utmärkt rörelsefrihet och komfort. Foliodress Comfort rockar finns i flertalet storlekar för att passa varje användare och användningsområde. Rocken är alkoholavvisande och antistatbehandlad. Foliodress Comfort standard är lämplig för operationer med måttlig mängd vätska medan Foliodress Comfort förstärkt är för operationer med mycket stor mängd vätska. Foliodress Comfort förstärkt förstärkning på armar och bröstområde, av mikroporös film, andas men tillåter ej vätska och mikroorganismer att passera. Båda rockarna uppfyller kraven enligt EN 13795.

### Lämpligt användningsområde

Foliodress Comfort standard är lämplig för operationer med måttlig mängd vätska medan Foliodress Comfort förstärkt är för operationer med mycket stor mängd vätska.

### Material:

PP non-woven (SMMMS)

Muddar och tråd: Polyester

Förstärkning: Mikroporös PE-film, PP non-woven



HARTMANN-ScandiCare AB 8802447 (2011-11)

Sortiment	Storlek	Längd	Material vikt	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort Perfect (standard)	L	130 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 182	28 st	1 AFP
	XL	150 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 183	28 st	1 AFP
	XXL	160 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 184	28 st	1 AFP
Foliodress® Comfort Special (förstärkt)	L	130 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 164	28 st	1 AFP
	XL	150 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 165	28 st	1 AFP
	XXL	158 cm	35 g/m <sup>2</sup>	992 166	28 st	1 AFP
Foliodress® Ärmskydd		50 cm		258 330	40 st	4 AFP

### Fördelar:

Stor rörelsefrihet

Utmärkt komfort

Unik barriäregenskap

Lågt fibersläpp

Hög luftgenomsläplighet