



Foliodress® Protect Basic rockar





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodress® Protect basic rock

Foliodress Protect basic rockar är gjorda av ett material med unik barriäregenskap samtidigt som det andas och ger en behaglig temperatur för användaren. Foliodress Protect basic rock har lågt fibersläpp och optimerar säkerheten för patient och användare. Rocken är sydd med raka ärmar, är öppen i ryggen och knyts ihop med knytband i ryggen. Foliodress Protect rockar uppfyller kraven enligt EN 13795.

Lämpligt användningsområde

Foliodress Protect basic rockar är lämpliga vid operationer med ingen eller mindre mängd vätska.

Material:

PP non-woven (SMMS)
Muddar och tråd - Polyester



| Sortiment | Storlek | Längd | Material vikt | Art.nr. | AFP | TFP |
|---------------------------|---------|--------|---------------------|---------|-------|-------|
| Foliodress® Protect Basic | L | 125 cm | 40 g/m ² | 992 178 | 36 st | 1 AFP |
| | XL | 140 cm | 40 g/m ² | 992 179 | 36 st | 1 AFP |

Fördelar:

Komfortabel

Lågt fibersläpp

Hög luftgenomsläpplighet