



Foliodrape® Protect

Operationslakan, special, 2-lagers





helps healing.






HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodrape® Protect operationslakan, special

Foliodrape Protect operationslakan special, för enkel och snabb drapering av patienten. Det tygliknande 2-lagers materialet är följsamt och mjukt att arbeta med samt har säkra barriäregenskaper som lämpar sig bäst vid operationer med måttliga mängder vätska. Materialet i Foliodrape Protect operationslakan special är högkvalitativt, slitstarkt och behagligt med lågt fibersläpp. Uppfyller High performance enligt EN 13795.



Sortiment	Mått	Slits/hål	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect hålduk 	45 x 75 cm	Ø 7 cm	277 503	65 st	4 AFP
	75 x 90 cm	Ø 10 cm	277 511	40 st	4 AFP
Foliodrape® Protect hålduk, 2-delad, häftande 	45 x 75 cm		277 509	65 st	4 AFP
	75 x 90 cm		277 510	40 st	4 AFP
Foliodrape® Protect hållakan, häftnade 	120 x 150 cm	Ø 7 cm	277 545	22 st	2 AFP
Foliodrape® Protect elastiskt hållakan 	120 x 150 cm	Ø 3 cm	277 552	25 st	2 AFP
Foliodrape® Protect slitslakan 	150 x 240 cm	8 x 65 cm	277 527	20 st	1 AFP
	200 x 260 cm	20 x 115 cm	277 530	15 st	1 AFP

Fördelar:

Bra absorptionskapacitet

Lågt fibersläpp