



Foliodress® Skyddsglasögon





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodress® Skyddsglasögon

Skyddsglasögonens stora format och den anatomiska formen ger ett pålitligt skydd för användaren.

Visirets speciella utformning skyddar mot vätska och partiklar både framifrån och från sidan. Den tättsittande ramen omkring glasögonen säkrar mot vätska och partiklar som kan komma uppfifrån. Visiret är imskyddsbehandlat.

Med ett enkelt tryck är det möjligt att justera bågarna. Därigenom kan användaren anpassa skyddsglasögonen till sin egen huvudform och använda glasögon under skyddsglasögonen.

Foliodress Skyddsglasögon kan tvättas mer än 10 gånger i 100 grader i diskmaskin utan skador. Dock försvinner imskyddet vid tvätt över 60 grader. Skyddsglasögonens skruvar är framställda av rostfritt material och varken visirets kvalitet eller tryck tar skada av maskintvätt. Foliodress Skyddsglasögon kan ej steriliseras med ånga.

Material:

Glaset: Polycarbonat

Båge: Polyamid

Skruvar: rostfritt karbon



HARTMANN-ScandiCare AB 8802411 (2011-11)

Fördelar:

Anatomiskt formade

Justerbara bågar

Imskyddsbehandlade

Sortiment	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Skyddsglasögon	992 524	5 st	12 AFP