

nya lakan FRÅN HARTMANN


HARTMANN kan erbjuda två nya operationslakan som ger snabb och enkel drapering och därigenom underlättar ert arbete. Lakanen är i vårt populära Comfort-material som ger högsta komfort och säkerhet för patient och operationspersonal. Foliodrape Comfort är ett slitstarkt och mjukt draperingsmaterial som har hög absorptionsförmåga, lågt fibersläpp och hög vattenresistens.

Foliodrape Comfort Septumlakan


Detta lakan erbjuder många fördelar för operationer som nässeptumplastik, FESS och läppgomspalt. Lakanet har en smal, ca 1 cm bred, klisterkant runt det formade hålet, vilket fixerar lakanet stadigt utan att skada patientens känsliga hud. Under hålet är lakanet försett med extra förstärkning. Septumlakanet är även utrustat med ett kardborreband för enkel fixering av slangar.

Foliodrape Comfort 2-delat hållakan

Detta 2-delade hållakan är försett med justerbart hål för enkel anpassning för ert ingrepp. Det är även utrustat med ett kardborreband för enkel fixering av slangar. Lakanet är lämpligt för till exempel lätt dagkirurgi och plastikkirurgi.



Foliodrape Comfort septumlakan
225x235 cm,
10x18 cm



Foliodrape Comfort 2-delat hållakan
150x200 / 150x90 cm