

Ideal Prima

Elastisk idealbinda

Ideal Prima är en elastisk idealbinda med fasta kanter. Ideal Prima kan användas för många olika ändamål och har också ett högt ekonomiskt värde eftersom den kan tvättas och återanvändas flera gånger.

Ideal Prima har en elasticitet på 90%

Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband



Kan kokas och steriliseras

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbandsskador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Ideal Prima är en klassisk idealbinda.

Egenskaper

Bindan är elastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och bibehåller bindans form. Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.



Material

100% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 90%

Tvättråd

Ideal Prima kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 95°C ett fåtal gånger.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Ideal Prima	5 m x 6 cm	402 030 79	10 st	48 Afp
Lösa i förpackning	5 m x 8 cm	402 030 80	10 st	36 Afp
	5 m x 10 cm	402 030 81	10 st	30 Afp
	5 m x 12 cm	402 030 82	10 st	24 Afp
	5 m x 15 cm	402 030 08	10 st	16 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Elastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas

Stadiga kanter