

# Idealcrepe

## Stöd/fixeringsbinda av kräppad bomull

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i 100% bomull. Idealcrepe kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan tvättas och återanvändas flera gånger.

Idealcrepe har en elasticitet på 110%

Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Kan tvättas och steriliseras



### Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbandsskador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

**Kontraindikationer:**

Arteriell oklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i ren bomull.

### Egenskaper

Bindan sitter säkert på plats och glider inte tack vare den kräppade strukturen i materialet. Idealcrepe är porös och luftgenomsläpplig vilket gör bindan skonsam mot huden och bekväm att bära.

### Material

100% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 1,9 m

Elasticitet: 110%

### Tvättråd

Idealcrepe kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 10 minuter eller 121°C i 20 minuter och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



Idealcrepe applicerad som stöd.

| Sortiment          | Storlek     | Art.nr. | Afp   | Tfp    |
|--------------------|-------------|---------|-------|--------|
| <b>Idealcrepe</b>  | 4 m x 6 cm  | 928 916 | 10 st | 20 Afp |
| Lösa i förpackning | 4 m x 8 cm  | 928 917 | 10 st | 25 Afp |
|                    | 4 m x 10 cm | 928 918 | 10 st | 20 Afp |
|                    | 4 m x 12 cm | 928 919 | 10 st | 10 Afp |
|                    | 4 m x 15 cm | 928 920 | 10 st | 10 Afp |

### Fördelar:

Bekväm att bära

Kraftig väv

Många användningsområden

Kan återanvändas

Stadiga kanter