



Medicomp® Non-wovenkompress

Medicomp är en non-wovenkompress lämplig som tork eller sårkompress. Kompressen är absorberande, mjuk och luftgenomsläpplig.

Kan klippas utan ludd



Enkel hantering

Finns i många olika
förpackningar



Indikation

För allmän sårvård, omläggningar och rengöring av sår.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Medicomp är en mjuk non-wovenkompress som kan fungera som tvätt tork eller sårkompress.

Egenskaper

Medicomp är mycket öppen i sin struktur och släpper lätt igenom luft. Kompressen är mjuk och absorberande. Medicomp kan klippas utan att den luddar eller släpper lösa trådar. Medicomp finns i flera storlekar och förpackningar. I sortimentet finns sterila, osterila och höggradigt rena kompresser.

Material

70% viskos och 30% polyester. Non-wovenmaterialet är utan bindemedel och optiska vitmedel. Vikt 30 g/m², 4-lagers.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Medicomp används som sårkompress.



Förpackning för steril Medicomp.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Medicomp®	5 x 5 cm	421 721	25 x 2 st	24 Afp
Steril 2-pack	7,5 x 7,5 cm	421 723	25 x 2 st	12 Afp
	10 x 10 cm	421 725	25 x 2 st	8 Afp
	10 x 20 cm	421 727	25 x 2 st	8 Afp
Steril 5-pack	5 x 5 cm	411 531	75 x 5 st	6 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 533	50 x 5 st	6 Afp
	10 x 10 cm	411 535	50 x 5 st	5 Afp
Höggradigt ren i ask	5 x 5 cm	411 065	200 st	36 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 066	150 st	24 Afp
	10 x 10 cm	411 067	100 st	16 Afp
Osteril, lösa i förpackning	5 x 5 cm	421 821	100 st	24 Afp
	7,5 x 7,5 cm	421 823	100 st	12 Afp
	10 x 10 cm	421 825	100 st	12 Afp
	10 x 20 cm	421 827	100 st	6 Afp

Fördelar:

Luddar inte

Enkel hantering

Finns i flera storlekar och i smarta slidebox förpackningar

Flera användningsområden