



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

## MoliNea plus

Hygienunderlägg



MoliNea plus hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.

### Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafloff absorberar vätskan snabbt.

### Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är antiglidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvättning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

### Ytskikt

Heltäckande ytskikt av non-woven som även täcker plastkanten förhindrar att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.

Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått	Färg	Avd.förp.
MoliNea plus 40x60	161 200	30 gr	40x60 cm	Grön	6x25 st
MoliNea plus 60x60	161 400	46 gr	60x60 cm	Grön	4x25 st
MoliNea plus 60x90	161 604	77 gr	60x90 cm	Grön	4x30 st
MoliNea plus 40x60	161 170	30 gr	40x60 cm	Grön	150 st
MoliNea plus 60x60	161 370	46 gr	60x60 cm	Grön	100 st
MoliNea plus 60x90	161 670	77 gr	60x90 cm	Grön	100 st