



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

MoliNea plus D

Hygienunderlägg



MoliNea plus D hygienunderlägg är avsett att användas där risk för läckage finns.

Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafluff absorberar vätskan snabbt.

Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är antiglidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvättning. Underlaget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

Ytskikt

Heltäckande ytskikt av non-woven som även täcker plastkanten förhindrar att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.

Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment	Art.nr.	Storlek	Avd.förp.
MoliNea plus D	160 892	20 x 60 cm	4x50 st