



Mullbinden

Gasbinda

För fixering av alla typer av förband. Enkel engångsbinda i 20-trådig väv.

Mullbinden har en elasticitet på 85%

Fungerar för alla typer av fixering



Enkel fixeringsbinda



Indikation

Till alla typer av förbandsfixering.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Mullbinden är en fixerande binda som är mycket luftig genom sin glesa vävstruktur.

Egenskaper

Mullbinden är en klassisk gasbinda för engångsfixering. Bindan är tillverkad med 20-trådigväv och har stadigt vävda kanter. Mullbinden fungerar för alla typer av fixering.

Material

60% viskos, 40% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 2,2 m

Elasticitet: 85%



Mullbinden använd som förbandsfixering.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Mullbinden	4 m x 4 cm	304 131	20 st	32 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 6 cm	304 133	20 st	18 Afp
	4 m x 8 cm	304 134	20 st	16 Afp
	4 m x 10 cm	304 135	20 st	10 Afp

Fördelar:

Vävda kanter

Många användningsområden

Luftig med glesa maskor