



# Operationsmössor





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Operationsmössor Baskermodell

Operationsmössa av baskermodell utan svettband.

Användningsområde: Personal och patientmössa

Material: Spunbonded polypropylen 15 gram/m<sup>2</sup>. Resåren i baskern är latexfri.



### Operationsmössor Superior - Baskermodell

Operationsmössa av baskermodell med svettband.

Användningsområde: För operationspersonal med krav på hög kvalitet. Svettbandet absorberar fukt och minimerar tryck mot pannan från mössans resår.

Material: Tillverkad i mjukt material med tät och jämn ytstruktur. Termobonded polypropylen 22 gram/m<sup>2</sup>. Resåren i baskern är latexfri.




### Operationsmössor Superior - Hjälmmodell

Operationsmössa av hjälmmodell med svettband och knytband.

Användningsområde: För operationspersonal med behov av mer heltäckande skydd. Svettbandet absorberar fukt och minimerar tryck mot pannan från mössans resår.

Material: Tillverkad i mjukt material med tät och jämn ytstruktur. Termobonded polypropylen 22 gram/m<sup>2</sup>. Resåren i mössan är latexfri.



Sortiment	Modell	Storlek	Färg	Art.nr.	AFP	TFP
Operationsmössa	Basker	52,5 cm	Grön	8810931	100 st	6 AFP
	Basker	55,0 cm	Grön	8810930	100 st	6 AFP
	Basker med svettband	52,5 cm	Grön	8810920	100 st	6 AFP
	Basker med svettband	52,5 cm	Blå	8810922	100 st	6 AFP
	Hjälm			Blå	8810927	100 st

## Fördelar:

Komfortabla

Luftgenomsläppligt material

Behagligt svettband