

Omnipor[®]

Kirurgisk tejp av vit non-woven

Omnipor fungerar som fixering som ska sitta länge eller på känsliga kroppsdelar.

För långvarig fixering



Enkel att hantera

Lätt att riva av



Indikation

Alla sorters fixering speciellt av förband som ska sitta på känsliga delar av kroppen under längre tid eller t.ex. sonder och mätinstrument. Passar för patienter med känslig hud.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omnipor är en dermatologiskt testad tejp av vit non-wovenväv.

Egenskaper

Tejpen är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att Omnipor är mycket hudvänlig.
Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.
Omnipor absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.
Tejpen går lätt att riva av.

Material

Non-wovenväv av 80% cellulosa och 20% polyester bundet med vinylacetat. Häftmassa baserad på syntetiskt gummi, fri från kollofonium och latex. Spole av polystyren.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.



Omnipor används för fixering på känslig hud.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnipor.	5 m x 1,25 cm	900 550	10 st	36 Afp
På plastspole i ask med skyddsclip	5 m x 2,5 cm	900 551	10 st	24 Afp
	5 m x 5 cm	900 552	10 st	12 Afp
På plastspole i ask	9,2 m x 1,25 cm	900 580	5 st	36 Afp
	9,2 m x 2,5 cm	900 581	5 st	20 Afp
	9,2 m x 5 cm	900 582	2 st	40 Afp

Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

För långtidsfixering

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex

Passar känslig hud