



Peha-haft®

Kohesiv elastisk fixeringsbinda

Elastisk fixeringsbinda som häftar i sig själv. Enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat, fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning.

Peha-haft har en elasticitet på över 85%



Fungerar för alla typer av fixering

Ingen ytterligare fixering krävs



Indikation

Till alla typer av förbandsfixering. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband vid huvud och fingrar. Fixerar även polstermaterial och kanyler. Kan fungera som lättare stödbinda.

Kontraindikationer:

Observera att bindan inte ska användas till patienter med latexallergi!



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Peha-haft är en elastisk, kohesiv fixeringsbinda som förenklar fixering genom sin utomordentliga vidhäftningsförmåga.

Egenskaper

Bindans kräppade struktur och lateximpregneringen som är gjord i micropunkter gör att bindan sitter säkert på plats. Det räcker med ett par bindturer för att åstadkomma en säker fixering. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Peha-haft kräver ingen ytterligare slutfixering, änden på bindan trycks bara fast och hela förbandet sitter på plats. Peha-haft häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. Den goda häftförmågan ger en låg materialförbrukning eftersom endast ett fåtal bindturer behövs för en säker fixering. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna vävstrukturen och det faktum att lateximpregneringen inte är heltäckande. Peha-haft är mycket behaglig att bära.

Material

46% viskos, 36% bomull, 18% polyamid. Ytan är bestruken med 0,9% latexpunkter. Vit. Peha-haft kan steriliseras i autoklav.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m resp. 20 m

Outsträckt längd: ca 2,2 m resp. 10,8 m

Elasticitet: 85%



Peha-haft applicerad som förbandsfixering.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Peha-haft.	4 m x 4 cm	932 421	1 st	90 Afp
Styckförpackade i ask	4 m x 6 cm	932 423	1 st	90 Afp
	4 m x 8 cm	932 424	1 st	120 Afp
	4 m x 10 cm	932 425	1 st	135 Afp
	4 m x 12 cm	932 426	1 st	84 Afp
	20 m x 4 cm	932 431	1 st	18 Afp
	20 m x 6 cm	932 433	1 st	12 Afp
	20 m x 8 cm	932 434	1 st	18 Afp
	20 m x 10 cm	932 435	1 st	12 Afp
	20 m x 12 cm	932 436	1 st	16 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Ekonomisk

Många användningsområden

Självförlutande

Låter huden andas