



# Peha-haft® latexfri

## Kohesiv elastisk latexfri fixeringsbinda

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i sig själv och som är enkel att klippa av när förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas med ett lätt tryck utan någon ytterligare förslutning.

Peha-haft latexfri har en elasticitet på över 85%



Fungerar för alla typer av fixering

Ingen ytterligare fixering krävs



### Indikation

Till alla typer av fixering av förband. Fungerar utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband på huvud och fingrar. Fixerar även polstermaterial och kanyler. Kan fungera som lättare stödbinda. Passar alla användare som är allergiska mot latex.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Peha-haft latexfri är en elastisk, kohesiv och latexfri fixeringsbinda som förenklar fixering genom sin utomordentliga häftningsförmåga.

### Egenskaper

Peha-haft latexfri har en kräppade struktur och en ytbeläggningen som gör att bindan sitter säkert på plats. Detta gäller även över kroppsdelar som normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande på båda sidor och det räcker att linda bindan ett fåtal varv och avsluta med ett lätt tryck på bindans ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, hår eller kläder. De få antalen lindningsvarv ger en låg materialförbrukning. Bindan har en mycket hög genomsläpplighet för luft, tack vare den öppna vävstrukturen. Bindan har även en hög absorptionskapacitet på grund av den höga andelen naturliga fibrer.

Peha-haft latexfri är både hudvänlig och behaglig att bära.

### Tvättråd

Peha-haft latexfri kan steriliseras i autoklav.



Peha-haft latexfri applicerad som förbandsfixering.

### Material

43% Viskos, 37% Bomull, 20% Polyamid med speciell latexfri beläggning. Vit.

Produkten är även fri från klorin och akrylat.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Peha-haft. latexfri</b>	4 m x 4 cm	932 441	1 st	90 Afp
Styckförpackade i ask	4 m x 6 cm	932 442	1 st	90 Afp
	4 m x 8 cm	932 443	1 st	120 Afp
	4 m x 10 cm	932 444	1 st	135 Afp
	4 m x 12 cm	932 445	1 st	84 Afp
	20 m x 4 cm	932 446	1 st	18 Afp
	20 m x 6 cm	932 447	1 st	12 Afp
	20 m x 8 cm	932 448	1 st	18 Afp
	20 m x 10 cm	932 449	1 st	12 Afp
	20 m x 12 cm	932 450	1 st	16 Afp
<b>Peha-haft. latexfri</b>	20 m x 6 cm	932 437	6 st	12 Afp
Lösa i ask	20 m x 8 cm	932 438	6 st	12 Afp
	20 m x 10 cm	932 439	6 st	12 Afp

### Fördelar:

Bekväm att bära

Ekonomisk

Många användningsområden

Självförlutande

Låter huden andas

Fri från latex, klorin och akrylat