



Carebag®

Benfixering



Passform

Passar både för vänster och höger ben.

Fixeringsficka

Fixeringsfickan är anpassad för att passa alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden. Kan även användas för dränagepåsar.

Storleksmarkering

De färgade trådarna visar produktens storlek.

Elastiskt material

Materialet av mjukt elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att produkten anpassar sig väl efter benets former.

Carebag är bekväm att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Den kan även användas för fixering av dränagepåsar. Carebag finns i fyra storlekar varav small är särskilt lämpad att användas till underbenet.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

80 % Polyester

20 % Lycra

Latexfri

Tvättanvisning:

Kan tvättas i 60°C.



HARTMANN-ScandiCare AB 8802225 (2008-05)

Fördelar:

Mjukt elastiskt material

Passar till alla förekommande
urinpåsar

Kan användas på både höger
och vänster ben

Sortiment	Art.nr.	Benomfång	Färgkod	Förp.
Small	231 662	30-55 cm	Gul	3 st
Medium	231 670	45-75 cm	Blå	3 st
Large	231 688	55-85 cm	Brun	3 st
X-large	231 696	65-95 cm	Grön	3 st