



# Foliodress® Comfort

## Munskydd





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Foliodress® Comfort munskydd

Foliodress Comfort munskydd ger individuell komfort och god passform. Munskydden har hög filtrations-effektivitet av bakterier och ger minimalt andningsmotstånd genom luktfritt non-woven material. Det stora urvalet gör det enkelt att välja ett kirurgiskt munskydd med största möjliga säkerhet för användare och patienten.

#### Material:

Polypropylen non-woven  
Aluminium (näsklämma)



**Loop**  
Elastiska band fäster munskyddet bakom öronen.



**Perfect**  
Standard munskydd för normal hud.



**Senso**  
Munskydd för personer med känslig hud.



**Special**  
Extra brett munskydd med vadderad näsklämma.



**Anti-fogging**  
Specialband som hindrar imma på glasögonen.



**Anti-splash**  
Stänksäkert munskydd, Typ IIR.



**Anti-splash med visir**  
Stänksäkert munskydd med visir, Typ IIR.

Sortiment	Modell		Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort munskydd	Loop	Typ II	992 537	50 st	10 AFP
	Perfect	Typ II	992 143	50 st	6 AFP
	Senso	Typ II	992 138	50 st	6 AFP
	Special	Typ II	992 142	50 st	6 AFP
	Anti-fogging	Typ II	992 530	50 st	6 AFP
	Anti-splash	Typ IIR	992 528	40 st	6 AFP
	Anti-splash med visir	Typ IIR	992 594	50 st	12 AFP

### Fördelar:

Bra passform

Minimalt andningsmotstånd

Luktfria

Brett sortiment