

Leggyfix® Benfixering



Fixering

Säker fixering av både urin- och dränagepåsar. Enkel att använda för öppna såväl som slutna påsar.

Passform

Passar både för vänster och höger ben.

Storleksmarkering

De färgade trådarna visar produktens storlek.

Elastiskt material

Materialet av mjukt elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att produkten anpassar sig väl efter benets former.

Leggyfix är bekväm att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Kan även användas för fixering av dränagepåsar. Leggyfix finns i fyra storlekar varav small är särskilt lämpad att användas till underbenet.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

62,0 % Polyester
37,7 % Elastan
0,3 % Polyamid
Latexfri

Tvättanvisning:

Kan tvättas i 60°C.



| Sortiment | Art.nr. | Benomfång | Färgkod | Förp. |
|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| Small | 880 048 | 33-45 cm | Gul | 10 st |
| Medium | 880 049 | 50-60 cm | Röd | 10 st |
| Large | 880 050 | 60-75 cm | Blå | 10 st |
| X-large | 880 051 | 70-85 cm | Brun | 10 st |

Fördelar:

Mjukt elastiskt material

Passar till alla förekommande
urinpåsar

Kan användas på både höger
och vänster ben