



# MoliCare Mobile® super

## Skydd i byxmodell vid mycket stor inkontinens

### Färgade trådar

Antalet färgade trådar på byxans framsida visar produktens storlek. Färgen visar dess absorptionsnivå.

### Solfjäderformade trådar

Solfjäderformade trådar gör att skyddet smiter åt under rumpan och vid ljumskarna och ger en idealisk passform.

### Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

### Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt

Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

### Sidoöppning

Byxan kan öppnas i sidosömmen för snabbt och hygieniskt byte av använt skydd.

### Air Active / Textilkomfort

Spärrskiktet av microperorerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

### Läckagebarriärer

Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.



MoliCare Mobile super är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Mobile super idealisk vid toaletträning och för mobila personer.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)



Inkontinensprodukter från HARTMANN  
är 100 % latexfria.

Sortiment		Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.	
Small	💧💧💧	1 lila tråd	915 881	60-90 cm	88 gr	1 664 ml	4x14 st
Medium	💧💧💧	2 lila trådar	915 882	80-120 cm	101 gr	1 896 ml	4x14 st
Large	💧💧💧	3 lila trådar	915 883	100-150 cm	121 gr	2 196 ml	4x14 st

## Fördelar:

Luftgenomsläppligt material som  
låter huden andas

Långsgående våtindikator

Vätskeavvisande läckage-  
barriärer

Enkel hantering