



MoliCare® super

Allt-i-ett skydd vid mycket stor inkontinens

Kardborrefästen

Kombinerade tejp- och kardborrefästen förenklar hanteringen och fäster säkert på det textila ytskiktet. Kardborrefästena gör att skyddet kan fixeras många gånger om.

Luftgenomsläppliga vingar

Luftgenomsläppliga vingar av non-woven runt höfterna låter huden andas och minskar risken för hudirritationer.

Dry Plus skikt

Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Diskret utsida

Utsidan är diskret vit med lila ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.

Textilkomfort

Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.



HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar önskad lukt.

Läckagebarriärer

Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktationer samt vid avföringsinkontinens.

MoliCare super är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Skyddet har textilt ytskikt och fixeras enkelt med hjälp av kombinerade tejp- och kardborrefästen. De formade längsgående läckagebarriärerna gör skyddet till ett säkert val.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Fördelar:

Textilt ytskikt

Luftgenomsläppliga vingar

Formade läckagebarriärer

Återförslutningsbara kardborrefästen

Sortiment		Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Small	💧💧💧	169 196	60-90 cm	87 gr	1 980 ml	3x28 st
Medium	💧💧💧	169 296	90-120 cm	112 gr	2 800 ml	3x28 st
Large	💧💧💧	169 396	120-150 cm	128 gr	3 020 ml	3x28 st
X-large	💧💧💧	169 496	150-175 cm	163 gr	3 300 ml	4x14 st