

MoliFlex®

Bältesskydd vid stor till mycket stor inkontinens

Dry Plus skikt

Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

Säker fixering

Kardborrefixering med elastik gör fixeringen enklare och låter skyddet följa kroppens former och rörelser.

Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Diskret utsida

Utsidan är diskret färgad med produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.

Läckagebarriärer

Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktionser samt vid avföringsinkontinens.

Air Active / Textilkomfort

Microperforerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.



MoliFlex är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Skyddet fixeras lätt med hjälp av det mjuka bältet av non-woven och de elastiska kardborrefästena. Tre lagars absorptionsdyna och de formade längsgående läckagebarriärerna gör MoliFlex till ett säkert val.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se



Inkontinensprodukter från HARTMANN
är 100 % latexfria.

Sortiment		Art.nr.	Höftmått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
S		169 110	60-85 cm	92 gr	1 930 ml	3x20 st
M		169 240	80-105 cm	89 gr	1 940 ml	3x21 st
L		169 340	100-135 cm	104 gr	2 196 ml	3x21 st
Maxi M		169 250	80-105 cm	93 gr	2 101 ml	3x21 st
Maxi L		169 350	100-135 cm	114 gr	2 554 ml	3x21 st
Super M		169 260	80-105 cm	119 gr	2 922 ml	3x21 st
Super L		169 360	100-135 cm	139 gr	3 081 ml	3x21 st

Fördelar:

Enkel och tidsbesparande
fixering

Elastiska kardborrefästen

Formade långsgående läckage-
barriärer