



MoliForm®

Kroppssformat skydd vid medelstor till mycket stor inkontinens



HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenter absorberar vätskan snabbt och förhindrar önskad lukt.

Dry Plus skikt

Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

Advanced Dry Zone

Nya Advanced Dry Zone ger en unik känsla av torrhet mot huden. Yttorrheten förbättras med 30%* även under tryck vilket hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat.

* Paul HARTMANN AG intern testmetod "Återvätning efter ABL"

Läckagebarriärer

Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.

Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Diskret utsida

Utsidan är diskret vit med pastellfärgade ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.

Textilkomfort

Det textilliknande spärrskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

MoliForm är ett kroppssformat inkontinensskydd som fixeras med hjälp av fixeringsbyxa. Skyddets textilliknande spärrskikt gör det bekvämt att bära och den optimerade absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliForm finns i sju olika absorptionskapaciteter för att erbjuda ett optimalt skydd oavsett läckagets storlek.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat
Ytskikt: Polypropen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Sortiment		Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Light	👉👉👉	168 118	52,5 cm	51 gr	1 200 ml	4x28 st
Normal	👉👉👉	168 018	62 cm	60 gr	1 350 ml	4x28 st
Plus	👉👉👉	168 218	62 cm	65 gr	1 600 ml	4x28 st
Extra	👉👉👉	168 318	69 cm	96 gr	2 300 ml	4x28 st
Maxi	👉👉👉	168 718	69 cm	101 gr	2 450 ml	4x28 st
Super	👉👉👉	168 918	69 cm	108 gr	2 700 ml	4x28 st
Super plus	👉👉👉	168 619	69 cm	127 gr	3 000 ml	4x14 st

Fördelar:

Advanced Dry Zone

Textilliknande spärrskikt

Långsgående läckagebarriärer

Komplett sortiment