



# MoliMed® for men active

## Skydd vid liten inkontinens

### WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenter absorberar vätskan snabbt och förhindrar önskad lukt.

### Air Active / Textilkomfort

Spärrskikt av microperorerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

### Mjuka sömmar

Mjuka sömmar ger skyddet dess form och är skonsamma mot huden.

### Säker fixering

Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker fixering.



MoliMed for men active är ett lättinkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddet fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Det textila ytskiktet gör skyddet mjukt och behagligt att bära medan fickan gör den till ett säkert val. MoliMed for men active är en diskret lösning för män med liten inkontinens.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)



Inkontinensprodukter från HARTMANN  
är 100 % latexfria.


HARTMANN-ScandiCare AB 8802348 (2009-02)

## Fördelar:

Specialdesignad för män

Säkert läckageskydd

Skonsam mot huden

Sortiment	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Active 	168 600	15x11,5 cm	14 gr	366 ml	12x14 st