



# MoliMed® for men protect

## Skydd vid liten till medelstor inkontinens

### Air Active / Textilkomfort

Spärrskikt av microperforerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

### WhiteDry Zone

WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

### Läckagebarriärer

Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer utmed hela absorptionsdynan håller penis och pung på plats och skyddar mot läckage.

### Säker fixering

Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker fixering.



MoliMed for men protect är ett lättinkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddet fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Skyddet har läckagebarriärer utmed hela absorptionsdynan som håller penis och pung på plats för bättre komfort och säkerhet medan det textila ytskiktet gör skyddet mjukt och behagligt att bära. MoliMed for men protect är den optimala lösningen för män med liten till medelstor inkontinens.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)



Inkontinensprodukter från HARTMANN  
är 100 % latexfria.


HARTMANN-ScandiCare AB 8811391 (2008-10)

## Fördelar:

Specialdesignad för män

Säkert läckageskydd

Skonsam mot huden

Sortiment	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Protect 	168 707	34,5x18 cm	23 gr	619 ml	12x14 st