

# Netti® Byxben & Netti® Underbensfäste

## Benfixering

### Midjeresår

Byxbenet hålls uppe med en bred resår runt midjan som fästs med knappar.

### Mjukt material

Både byxbenet och underbensfästet är tillverkat av mjuk och slitstark bomull.

### Fixeringsficka

Fixeringsfickan är anpassad för att passa alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden.

### Resårband

Ett resårband som fästs över knät för att avlasta vaden medföljer underbensfästet.



Netti Byxben och Netti Underbensfäste är bekväma att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Netti Byxben finns i två varianter, en för höger och en för vänster ben. Netti Underbensfäste kan användas på både höger och vänster ben och är särskilt lämpad för sittande personer.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

**Material:**

100 % Bomull  
Tråd: Polyester  
Resår: Polyester, lycra och bomull

**Tvättanvisning:**

Netti Byxben och Netti Underbensfäste kan tvättas i 95°C och tål torktumling.



Sortiment	Art.nr.	Sida	Midjemått	Förp.
S	203 927	Vänster	80 cm	1 st
M	203 935	Vänster	90 cm	1 st
L	203 943	Vänster	100 cm	1 st
XL	203 976	Vänster	116 cm	1 st
S	239 327	Höger	80 cm	1 st
M	239 335	Höger	90 cm	1 st
L	239 343	Höger	100 cm	1 st
XL	239 350	Höger	116 cm	1 st
Underbensfäste	224 337			1 st

## Fördelar:

Mjuk och slitstark bomull

Passar till alla förekommande  
urinpåsar

Justerbar resår