

Netti® Care Plus

Fixeringsbyxa

Ribbad väv

Den ribbade väven ger optimal fixering runt midja och lår.

Fri från sömmar

Tack vare byxans unika vävteknik är den helt fri från sidosömmar.

Storlek och tvättnvisning

På insidan av midjeresåren ges tydlig storleks- och tvättnvisning.

Slät väv

Den släta väven låter skyddet absorbera urin utan att ge tryck mot grenpartiet.

Söm

Den platta sömmen i grenpartiet ger inget tryck mot kroppen.



Netti Care Plus är en elastisk flergångsbyxa som passar både kvinnor och män. Byxan ser ut och upplevs som vanliga underkläder vilket ger användaren en behaglig känsla. Den speciella väven ger extra hög komfort, passform och livslängd. Den höga elastiken gör att Netti Care Plus följer kroppens konturer samt ger god fixering. Tack vare den höga livslängden är Netti Care Plus en kostnadseffektiv byxa. För att hitta rätt storlek mäts midja och benomfång.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:
85 % bomull
5 % lycra
10 % polyamid
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60-90 °C, tål torktumling i max 60 °C samt blekning (klorfri).
För att bibehålla byxans höga livslängd bör byxan bara tvättas i 90 °C när behov finns
eftersom höga temperaturer sliter på byxans elasticitet.

Vid användning av kompakt tvättmedel bör överdosering undvikas. Tensiderna som
ingår i tvättmedlet kan orsaka extra snabb förslitning.

Byxan kan tvättas mer än 300 gånger.



Sortiment	Art.nr.	Midjemått	Benomfång	Färgkod	Förp.
Vit X-small	298 000	50-70 cm	36-50 cm	Röd	3 st
Vit Small	298 001	54-80 cm	38-54 cm	Gul	3 st
Vit Medium	298 002	58-90 cm	40-58 cm	Blå	3 st
Vit Large	298 003	62-100 cm	44-62 cm	Brun	3 st
Vit X-large	298 004	66-110 cm	46-66 cm	Grön	3 st
Vit XX-large	298 005	76-120 cm	48-70 cm	Svart	3 st
Svart X-small	298 010	50-70 cm	36-50 cm	Röd	3 st
Svart Small	298 011	54-80 cm	38-54 cm	Gul	3 st
Svart Medium	298 012	58-90 cm	40-58 cm	Blå	3 st
Svart Large	298 013	62-100 cm	44-62 cm	Brun	3 st
Svart X-large	298 014	66-110 cm	46-66 cm	Grön	3 st
Svart XX-large	298 015	76-120 cm	48-70 cm	Svart	3 st

Fördelar:

Hög elasticitet och
livslängd

Unik vävteknik

Inga sidosömmar