



Netti® Comfort Fixeringsbyxa

Ribbad väv

Den ribbade väven ger optimal fixering runt midja och lår.

Fri från sömmar

Tack vare byxans unika vävteknik är den helt fri från sidosömmar.

Storlek och tvättanvisning

På insidan av midjeresåren ges tydlig storleks- och tvättanvisning.

Slät väv

Den släta väven låter skyddet absorbera urin utan att ge tryck mot grenpartiet.

Söm

Den platta sömmen i grenpartiet ger inget tryck mot kroppen.



Netti Comfort är en elastisk flergångsbyxa med ben, som passar både kvinnor och män. Byxan ser ut och upplevs som vanliga underkläder vilket ger användaren en behaglig känsla. Den speciella väven ger extra hög komfort, passform och livslängd. Den höga elastiken gör att Netti Comfort följer kroppens konturer samt ger god fixering. Tack vare den höga livslängden är Netti Comfort en kostnadseffektiv byxa. För att hitta rätt storlek mäts midja och benomfång.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:


85 % Bomull
10 % Polyamid
5 % Lycra
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60-95°C, tål torktumling i max 60°C samt blekning (klorfri).
För att bibehålla byxans höga livslängd bör byxan bara tvättas i 95°C när behov finns eftersom höga temperaturer sliter på byxans elasticitet.

Vid användning av kompakt tvättmedel bör överdosering undvikas. Tensiderna som ingår i tvättmedlet kan orsaka extra snabb förlitning.

Byxan kan tvättas mer än 300 gånger.



Sortiment	Art.nr.	Midjemått	Benomfång	Färgkod	Förp.
X-small	299 000	45-80 cm	35-45 cm	Röd	3 st
Small	299 010	50-90 cm	40-50 cm	Gul	3 st
Medium	299 020	60-100 cm	42-60 cm	Blå	3 st
Large	299 030	70-120 cm	48-70 cm	Brun	3 st
X-large	299 040	75-130 cm	50-74 cm	Grön	3 st
XX-large	299 050	80-140 cm	52-84 cm	Svart	3 st
XXX-large	299 060	90-150 cm	60-85 cm	Röd	3 st
XXXX-large	299 070	100-160 cm	65-95 cm	Gul	3 st

Fördelar:

Hög elasticitet och livslängd

Unik vävteknik

Inga sidosömmar