



# Netti® Eco

## Fixeringsbyxa



### Material

Den höga andelen bomull gör byxan mjuk och behaglig.

### Läckagespär

Läckagespärren i grenpartiet är tillverkad av mjuk prasselfri polyuretan.

### Fixering

Fixeringen underlättas med hjälp av de isydda fickorna fram- och baktill.

Netti Eco är en elastisk flergångsbyxa med läckagespär som passar både kvinnor och män. Tack vare byxans höga kvalitet ger den hög komfort och en säker fixering.



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

**Material:**


95 % Bomull  
5 % Lycra  
Latexfri

**Tvättanvisning:**

Byxan kan tvättas i 95°C, tål torktumling samt blekning (klorfri).

Vid användning av kompakt tvättmedel bör överdosering undvikas. Tensiderna som ingår i tvättmedlet kan orsaka extra snabb förslitning.

Byxan kan tvättas ca 100 gånger.



| Sortiment | Art.nr. | Midjemått  | Benomfång | Färgkod | Förp. |
|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------|
| Small     | 825 935 | 60-80 cm   | 34-54 cm  | Vit     | 3 st  |
| Medium    | 825 943 | 70-90 cm   | 36-58 cm  | Vit     | 3 st  |
| Large     | 825 950 | 80-100 cm  | 38-64 cm  | Vit     | 3 st  |
| X-large   | 825 968 | 90-110 cm  | 43-70 cm  | Vit     | 3 st  |
| XX-large  | 825 976 | 100-120 cm | 48-75 cm  | Vit     | 3 st  |

**Fördelar:**

Isydd läckagespärr

Mjuk och behaglig

Unik fixering med ficka