



# Netti® Mr

## Fixeringsbyxa



### Fixering

Fixeringen av små skydd underlättas med hjälp av en isydd ficka på byxans insida.

### Design

Byxan ser ut och upplevs som vanliga underkläder.

### Material

Den höga andelen bomull gör byxan mjuk och behaglig.

Netti Mr är en elastisk flergångsbyxa avsedd för män. Tack vare byxans höga kvalitet ger den god komfort och en säker fixering.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 Anderstorp  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)


**Material:**

98 % Bomull  
2 % Lycra  
Latexfri

**Tvättanvisning:**

Byxan kan tvättas i 95°C, tål torktumling samt blekning (klorfri). Vid användning av kompakt tvättmedel bör överdosering undvikas. Tensiderna som ingår i tvättmedlet kan orsaka extra snabb förslitning.

Byxan kan tvättas ca 100 gånger.



Sortiment	Art.nr.	Midjemått	Benomfång	Färgkod	Förp.
Small	880 138	66-80 cm	34-50 cm	Vit	3 st
Medium	880 139	70-95 cm	37-55 cm	Vit	3 st
Large	880 140	77-100 cm	40-60 cm	Vit	3 st
X-large	880 141	83-110 cm	43-65 cm	Vit	3 st
XX-large	880 142	87-116 cm	46-70 cm	Vit	3 st

## Fördelar:

Ser ut som vanliga under-  
kläder

Mjuk och behaglig

Unik fixering med ficka