

PDC badbyxa


Skyddsbyxa vid bad

Tunt material

Det tunna och diskreta materialet är lätt att dölja under de egna badkläderna.

Justerbar lårvidd

Lårvidden kan justeras för bästa passform genom att klippa efter något av de förmarkerade strecken.



Bälte med kudde

Bälte med kudde används för att förhindra vatten från att tränga in innanför badbyxan i de fall den inte sluter tätt i midjan eller rygglutet.

Högelastisk naturgummitex

Materialet i högelastisk naturgummitex ger effektiv tätning mot väta.

Tubförpackning

Byxan levereras praktiskt förpackad i en tub där den även bör förvaras då den inte används.

PDC badbyxa är en skyddsbyxa som används i samband med bad. Det tunna och diskreta materialet gör den idealisk att använda under de egna badkläderna. PDC badbyxa används tillsammans med inkontinensskydd.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

100 % Naturgummilatex

Tvättanvisning:

Handtvätt i max 30°C

Använd sparsamt med tvättmedel. Efter tvätt skall badbyxan torkas väl hängande mörkt i rumstemperatur. Talka sedan byxa och bälte med kudde och förvara dem i sin tub.

Skölj alltid badbyxan noga efter bad.



Sortiment	Art.nr.	Midjemått	Benomfång	Midja-gren-midja	Förp.
00	825 752	41-47 cm	25-30 cm	36-43 cm	1 st
0	271 528	46-53 cm	28-34 cm	40-48 cm	1 st
1	268 664	51-57 cm	36-42 cm	50-62 cm	1 st
2	268 672	55-63 cm	43-49 cm	56-66 cm	1 st
3	268 680	59-69 cm	48-56 cm	62-70 cm	1 st
4	268 698	65-75 cm	52-60 cm	67-75 cm	1 st
5	268 706	73-83 cm	56-64 cm	72-80 cm	1 st
6	271 536	83-93 cm	29-69 cm	75-83 cm	1 st
7	825 505	93-110 cm	28-69 cm	75-83 cm	1 st
Bälte med kudde	268 714				1 st

Fördelar:

Diskret under de egna badkläderna

Justerbar lårvidd för bästa passform

Tunt och diskret material