



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

## Plasti-Pan

Urinuppsamlare & urinmätare



Plasti-Pan urinuppsamlare och urinmätare är enkel att använda och passar alla typer av toalettstolar. Genom att sätta ihop två produkter kan Plasti-Pan även användas för faecesprover.

Plasti-Pan har tydlig volymangivelse och är lätt att tömma.

Plasti-Pan rymmer ca 700 ml och tål rengöring i upp till 85°C.

Sortiment	Art.nr.	Volym	Avd.förp.
Plasti-Pan	827 683	700 ml	1 st