

SicSac Kräkpåse & Dispenser

Påse för uppkastning

Munstycke

Munstycket har en inre diameter på 11 cm och håller påsen på plats så läckage inte uppstår.



Uppsamlingspåse

Påsen är tillverkad av tålig plast och rymmer ca 1 500 ml.

Fyra skåror

I plastringens nedre kant finns fyra skåror som gör tillslutningen av påsen enkel och säker.

Dispenser

SicSac Dispenser monteras enkelt på väggen för att göra påsen lättillgänglig. Den större modellen rymmer ca 50 st påsar och den mindre ca 25 st.



SicSac Kräkpåse är avsedd för uppkastning. Påsen förhindrar stänk och spill och minimerar smittspridningen. SicSac Kräkpåse rymmer ca 1 500 ml.

Med hjälp av SicSac Dispenser är påsen alltid lättillgänglig.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:

SicSac Kräkpåse
Påse 100% Polyeten
Ring 100% Polypropen

SicSac Dispenser
Vitlackerad järnplåt

Tvättanvisning:

SicSac Dispenser torkas ren med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.

Fördelar:

Enkel att använda

Minimerar risken för stänk
och spill

Mer tid för vård och omsorg

Kostnadseffektiv lösning

Sortiment	Art.nr.	Volym	Förp.
SicSac Kräkpåse	999 586	1 500 ml	6x50 st
SicSac Dispenser stor	999 587	50 st	1 st
SicSac Dispenser liten	10 519	25 st	1 st