




Urinflaska med lock

Urinuppsamlare



Lukt- och skvalpskydd

Det medföljande locket skyddar mot obehaglig lukt och hindrar vätskan från att skvalpa ut ur flaskan.

Graderad volymangivelse

Flaskan har tydlig graderad volymangivelse i intervall om 100 ml.

Plan botten

Den plana botten gör att flaskan ligger stabilt och kan ställas på högkant för enkel avläsning av volymen.

Storlek

Urinflaska med lock rymmer ca 1 000 ml.

Urinflaska med lock är en urinuppsamlare för män som har svårt att ta sig till toaletten. Urinflaskan har tydlig volymangivelse och plan botten vilket underlättar vid avläsning. Urinflaska med lock rymmer ca 1 000 ml.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Material:

100% Polypropen

Tvättanvisning:

Urinflaskan tål rengöring i upp till 120°C.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Sortiment	Art.nr.	Volym	Förp.
Urinflaska med lock	70 987	1 000 ml	1x50 st
Lock till urinflaska	70 990		1x50 st

Fördelar:

Enkel att använda

Tydliga volymangivelser

Plan botten för säker
avläsning

Lukt- och skvalpskydd
genom det medföljande
locket