

# Rundtork Gasvävstork

Rundtorkar i gasvävskvalitet för rengöring av sår. Finns i sterilt och höggradigt rent utförande.

God absorptionsförmåga



Enkel hantering

Mjuk

## Indikation

Används för rengöring och desinficering av sår. Även för att stoppa blödning.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Rundtorkarna i gasväv är fluffiga och väl vikta.

### Egenskaper

Torkarna har en hög absorptionskapacitet och absorberar 10 g/g material.

### Material

100% peroxidblekt bomull. Produkterna är helt latexfria.  
Vikt 23 g/m<sup>2</sup>, torken består av 17-trådig gasväv.

Den osterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Den sterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Rundtorkarna kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 15 minuter.



Rundtork höggradigt ren i påse.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Rundtork.</b>	30 mm	88 21 150	30 x 5 st	4 Afp
Steril 5-pack	50 mm	88 21 152	40 x 5 st	10 Afp
Höggradigt ren i påse	30 mm	88 21 140	100 st	35 Afp

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Både som steril och höggradigt ren