

# Rundtork

## Non-woventork

Rundtork i non-wovenkvalitet för rengöring av sår. Finns i sterilt och höggradigt rent utförande.

God absorptionskapacitet



Enkel hantering

Mjuk och fluffig

### Indikation

Används för rengöring och desinficering av sår. Även för att stoppa blödning.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Rundtorkarna i non-woven är fluffiga och väl vikta.

### Egenskaper

Torkarna har en hög absorptionskapacitet och absorberar 12,8 g/g material. Släpper inte ludd.

### Material

67% viskos och 33% polyester. Produkterna är helt latexfria.  
Vikt 30 g/m<sup>2</sup>.

Den osterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Den sterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Rundtorkarna kan steriliseras i autoklav vid 121°C.



Tork i skål 88 21138.



Tork i skål 88 21137.

Sortiment	Storlek	Innehåll	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Rundtork®</b>	30 mm		88 21 130	30 x 5 st	4 Afp
Steril 5-pack	35 mm		88 21 131	20 x 5 st	4 Afp
	60 mm		88 21 135	30 x 5 st	10 Afp
Steril i tråg	35 mm	15 st	88 21 138	30 tråg	6 Afp
	60 mm	10 st	88 21 137	20 tråg	6 Afp
Höggradigt ren i påse	30 mm		88 21 120	100 st	50 Afp
	35 mm		88 21 121	100 st	50 Afp
	50 mm		88 21 123	100 st	25 Afp
	60 mm		88 21 125	100 st	25 Afp

### Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Både som steril och höggradigt ren