


Skaftad tork

Vaginaltork

Skaftad tork på pinne för vaginal rengöring.

Luddar inte



Enkel hantering

Ekonomisk

Indikation

För rengöring av vagina.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Skaftad vaginaltork av gasväv, osteril.

Egenskaper

Torken har en absorptionskapacitet på 10 g/g material. Torken har en mindre bomullsfyllning inuti väven för bättre komfort.

Material

Tork av 17-trådig peroxidblekt gasväv av 100% bomull.
Pinne i björk ca 22 cm.

Den skaftade torken kan steriliseras i autoklav vid 134°C.



Sortiment	Storlek tork	Längd pinne	Art.nr.	Afp	Tfp
Skaftad tork	35 mm	22 cm	88 21 170	25 st	20 Afp
Höggradigt ren, i påse					

Fördelar:

Luddar inte

Enkel hantering

Mjuk och behaglig