



Soft-Zellin Sprittork

Huden måste alltid rengöras omsorgsfullt före en injektion. Till detta är det enkelt att använda en styckförpackad tork som är klar att användas direkt.

Säker rengöring



Enkel hantering

Ekonomisk



Indikation

För rengöring av huden före subkutana injektioner.

Kontraindikationer:

Intramuskulära och intravenösa injektioner.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Soft-zellin är en mjuk sprittork som är avsedd för subkutana injektioner.

Subkutan injektion

En subkutan injektion innebär att läkemedlet sprutas in i underhuds fett. Därifrån tas det verksamma ämnet upp i blodet och sprids sedan i kroppen via blodet. Subkutana injektioner verkar oftast långsamt och i jämn takt. Insulin, som används om man har diabetes, är exempel på ett läkemedel som man tar subkutan.



Rengöring av huden inför subkutan injektion.

Egenskaper

Soft-Zellin sprittork består av en väv som är 30 x 60 mm, vikt en gång så att den i förpackningen får måttet 30 x 30 mm. Två styckpackade torkar, i separata förpackningar, sitter ihop med en perforering.

Material

Non-woven av 30% PET (Polyetentereftlat), 70% rayon, indränkt med 0,4 g isopropylalkohol (70%).

Styckpackad i aluminiumförpackning.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:

Säker rengöring

Mjuk

Enkel hantering

Ekonomisk

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Soft-Zellin	30 x 60 mm	999 979	100 st	20 Afp
Enstycksförpackad				