



# Sterilux® ES

## Gasvävskompress

Sterilux ES är en mjuk, gasvävskompress med bra absorptionskapacitet. Sterilux ES är lämplig för rengöring och omläggning av sår.

Dammar inte



Enkel hantering

Ekonomisk



### Indikation

För allmän sårvård, omläggningar och rengöring av sår.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Sterilux ES är en klassisk, mjuk gasvävskompress lämplig för rengöring och omläggning av sår.

### Egenskaper

Gasvävskompresserna är mjuka och luftgenomsläppliga. Kompresserna är vikta i 8 lager och kan således vikas ut till ett större, tunnare skikt. De höggradigt rena kompresserna levereras i en hygienisk slidebox som skyddar mot kontaminering.

ES innebär att kompresserna är skurna och har invikta kanter. Detta görs för att kompresserna inte skall fransa sig.

### Material

17-trådig gasväv av 100% bomull, blekt utan klorgas. (ECF)  
Kompresserna är helt latexfria. Tillverkade enligt EN 14079.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

(Även den höggradigt rena versionen steriliseras och hanteras sedan som en höggradigt ren produkt).



Sterilux ES som sårkompress.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Sterilux ES</b>	5 x 5 cm	418 551	25 x 2 st	12 Afp
Steril 2-pack	7,5 x 7,5 cm	418 554	25 x 2 st	12 Afp
	10 x 10 cm	418 557	25 x 2 st	8 Afp
	10 x 20 cm	418 559	25 x 2 st	8 Afp
Höggradigt ren i ask	5 x 5 cm	411 068	120 st	20 Afp
	7,5 x 7,5 cm	411 069	120 st	20 Afp
	10 x 10 cm	411 070	120 st	10 Afp

### Fördelar:

Dammar inte

Enkel hantering

Ekonomisk