



Stülpa-fix®

Högelastiskt tubnät

Stülpa-fix är ett högelastiskt tubnät för snabba och enkla förbandsfixeringar som skyddar huden från påverkan av häftmassor och kraftigt tryck. Nätet gör att förbandet blir lätt att fixera även på de mest komplicerade ställen på kroppen t.ex. armhålor.

Stülpa-fix kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår

Elasticitet bredd: 800%



Enkel och snabb att applicera



Indikation

Används som hudvänlig fixering av förband på alla kroppsdelar.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Stülpa-fix är ett högelastiskt tubnät.

Egenskaper

Stülpa-fix är ett högelastiskt tubnät med en hög andel bomull. Nätet ger långvariga och säkra förbandsfixeringar utan att försämra rörelseförmågan. Förbandsbyte kan enkelt utföras utan att tubnätet behöver avlägsnas. Huden utsätts inte för någon påverkan av häftmassa eller kraftigt tryck. På grund av sin höga tänjbarhet är Stülpa-fix enkel och snabb att applicera.

Stülpa-fix kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår.

Material

68% bomull, 24% polyamid, 8% polyuretan.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet längd: 95%

Elasticitet bredd: 800%

Utsträckt längd är ca 25 m.

Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.



HARTMANN-ScandiCare AB 8802335 (2010-12)

Fördelar:

Bekväm att bära

Enkel att hantera

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri

Sortiment	Benämning	Storlek (osträckt)	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Stülpa-fix.	Stl. 1	12 m x 1 cm	Finger	932 541	1 st	16 Afp
Styckförpackade i ask	Stl. 2	12 m x 2 cm	Hand/arm/barnfot/barnben	932 542	1 st	10 Afp
	Stl. 3	12 m x 3 cm	Fot/ben/barnhuvud	932 543	1 st	8 Afp
	Stl. 4	12 m x 5 cm	Huvud, barnbål	932 544	1 st	5 Afp
	Stl. 5	12 m x 6,5 cm	Bål	932 545	1 st	4 Afp
	Stl. 6	12 m x 8,5 cm	Kraftig bål	932 546	1 st	3 Afp
	Stl. 7	12 m x 11 cm	Mycket kraftig bål	932 547	1 st	3 Afp