



Stülpa®/Stülpa®-ready-for-use

Elastisk tubgas

Stülpa är en sömlös stickad tubgas med en hög elasticitet i alla riktningar och är enkel att applicera. Stülpa-ready-for-use är Stülpa klippt i funktionslängd, åtsnörd på mitten med en tråd och rullad för att snabbt kunna appliceras på den plats som anges som funktionsmått.

Stülpa kan klippas i alla riktningar utan att löp-maskor uppstår

Enkel och snabb att applicera

Elasticitet: 300%



Indikation

Används som överdragsbandage vid lindning.
Fixering av förband.
Som skydd och polster i kombination med zinklimbindor.
Som underlag för alla typer av gips och skenor.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Stülpa är en sömlös stickad tubgas med hög elasticitet i alla riktningar. På grund av sin höga tänjbarhet är Stülpa enkel och snabb att applicera.

Egenskaper

Tubgasen fungerar mycket bra för hållbara förbandsfixeringar utan att häftämnen behöver användas på skör hud. Eftersom förbandet har en sammanhängande yta lossnar det inte vid mekanisk påverkan. Stülpa kan klippas i alla riktningar utan att löpmaskor uppstår. Stülpa-ready-for-use är Stülpa klippt i funktionslängd, åtsnörd på mitten med en tråd och rullad för att snabbt kunna appliceras på den plats som anges som funktionsmått.

Material

70% viskos, 30% bomull.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 300%

Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.



Sortiment	Benämning	Storlek	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Stülpa®	Stl. 0R	15 m x 1,5 cm	Barnfinger/tå	427 110	1 st	20 Afp
Styckförpackade i ask	Stl. 1R	15 m x 2,5 cm	Finger	427 111	1 st	24 Afp
	Stl. 2R	15 m x 6 cm	Arm/barnben	427 112	1 st	32 Afp
	Stl. 3R	15 m x 8 cm	Fot/ben/barnhuvud/armhål	427 113	1 st	28 Afp
	Stl. 4R	15 m x 10 cm	Huvud/ben/armhål/ansikte	427 114	1 st	14 Afp
	Stl. 5R	15 m x 12 cm	Barnbål/huvud/lår/armhål/ansikte	427 115	1 st	12 Afp
	Stl. 6R	6 m x 15 cm	Barnbål/lår	427 146	1 st	10 Afp
	Stl. 7R	6 m x 21 cm	Bål/extra stora lår	427 147	1 st	16 Afp
Stülpa-ready-for-use Färdigrullade i ask	Stl. 1		Fingerförband	427 261	50 st	12 Afp
	Stl. 3		Huvudförband	427 253	10 st	33 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Enkel att hantera

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri