

Tamponad

24-trådig gasväv

Tamponadbinda för djupa sår och kroppshålor. Finns i sterilt och osterilt utförande.

Stadiga kanter



Enkel hantering

Ekonomisk

Indikation

För tamponering i djupa sår och kroppshålor.

Kontraindikationer:

Inga kända.





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Tamponad av 24-trådig gasväv.

Egenskaper

Lätt att hantera och klippa. Stadiga vävda kanter.

Material

100% blekt bomull.
Steril förvaringsbox av polystyrol/polyetylen.
Den osterila versionen förpackas i pappemballage.

Den osterila produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Den sterila produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Tamponad	5 m x 1 cm	370 610	10 st	50 Afp
Osteril, i pappemballage	5 m x 2 cm	370 611	10 st	25 Afp
	5 m x 5 cm	370 614	10 st	10 Afp
Tamponad	5 m x 1 cm	370 800	1 st	76 Afp
Steril, i plastask	5 m x 2 cm	370 801	1 st	76 Afp

Fördelar:

- Fasta kanter
- Enkel hantering
- Ekonomisk
- Smart förvaring