

Verba®/Verba® E

Elastiskt stödbandage

Vid bukoperationer och andra större ingrepp i området kring bålen är det många gånger av vikt att få en tidig mobilisering av patienten. Detta kan vara svårt eftersom såret utsätts för påfrestningar som gör att det går upp. Verba är då den självklara hjälpen. Genom att ge stadga åt både bålen och såret så kan patienten komma på benen inom kortast möjliga tid.

Stadig



Enkel att ta på



Lätt att justera



Indikation

För postoperativ vård efter thorax- och bukoperationer, för avlastning av sår. Förhindrar uppsprickning av ärr vid tidig mobilisering. Vanliga bråck, stomibråck och ryggskott.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Verba är ett brett, elastiskt bandage med säker kardborreförslutning. Det lämpar sig för alla stöd- och kompressionsförband runt bälgen, särskilt för tidig mobilisering utan komplikationer efter thorax- och bukoperationer.

Egenskaper

Bandaget är elastiskt på längden och stabilt på tvären vilket ger en jämn tryckfördelning över hela ytan. Verba hindrar inte patientens andning vid kraftig kompression. Den höga stabiliteten på tvären gör att bandaget sitter stadigt utan att det bildas besvärande veck och ojämnheter. Verba är enkel att använda. Patienten behöver inte lyftas upp, vilket är nödvändigt vid lindning av bindor, och belastningen på patient och vårdpersonal minskar. Kardborreförslutningen underlättar byte av sårförbandet. Kardborrebandet ger en extra inställningsmarginal på upp till 10 cm i alla bandagestorlekar. Tack vare detta kan Verba alltid ställas in exakt och med individuell kompression. Om längre bandage behövs kan flera Verba sättas ihop. Färgranden på bandaget markerar tydligt storleken och underlättar sortering efter tvätt. Det går att klippa hål i Verba för att frilägga stomin vid behandling av stomibräck eller för att anpassa bandaget efter kroppsform.

Tvättråd

Verba kan tvättas i 95°C ca 10-20 gånger och Verba E upp till 10 gånger. Kardborrebandet ska vara förslutet vid tvätt.



Verba.



Verba E.

Material

Verba: 41% polyamid, 33% bomull, 18% viskos och 8% polyuretan.

Verba E: 60% polyamid, 20% viskos och 20% elasthan.

Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Storlek	Färg	Funktionsmätt	Höjd	Art.nr.	Afp	Tfp
Verba.	Stl 1	svart	65 - 75 cm	25 cm	932 531	1 st	15 Afp
Osteril, styckförpackad i ask	Stl 2	gul	75 - 85 cm	25 cm	932 532	1 st	15 Afp
	Stl 3	grön	85 - 95 cm	25 cm	932 533	1 st	15 Afp
	Stl 4	röd	95 - 105 cm	25 cm	932 534	1 st	15 Afp
	Stl 5	blå	105 - 115 cm	25 cm	932 535	1 st	15 Afp
Verba.E	Stl 1	grön	65 - 95 cm	25 cm	932 536	1 st	15 Afp
Osteril, styckförpackad i ask	Stl 2	blå	95 - 115 cm	25 cm	932 537	1 st	15 Afp

Fördelar:

Enkel att hantera

Flera användningsområden

Bekväm att bära

Ekonomisk, sparar tid